

復健專用腳踏車 注意事項

- 請諮詢合格的專業人員，為每位使用者提供正確的設置、應用和安全性指導。
- 設備可能會傾倒並導致使用者摔倒。為避免受傷：
 - ✓ 隨時監督使用者。
 - ✓ 在移動設備之前，請確認已經固定好所有座椅安全帶和腳綁帶。
 - ✓ 使用者應佩戴安全帽和穿上鞋子。
 - ✓ 轉彎時請慢速行駛，速度不應超過步行速度。
 - ✓ 避免不平坦的地面、地面上的障礙物、樓梯和泳池。
 - ✓ 請勿讓超出承重範圍的使用者使用設備。
- 保持雙手、雙腳和寬鬆的衣物遠離鏈條和齒輪。避免發生嚴重的傷害。
- 在協助使用者上車或下車以及設備未使用時，務必啟用駐車剎車。如果未啟用駐車剎車，設備可能會意外滾動並造成傷害或損壞。
- 將使用者定位在腳踏車上之前，請確認所有快速釋放裝置都已固定。若調整不當可能會導致座椅和/或車把意外移動。快速釋放裝置位於車把底部和兩個座椅支柱上。
- 使用者坐在腳踏車上時請勿調整座椅高度。
- 當使用蝶型胸帶或頭枕時，務必繫上安全帶，以防止勒住、頭部卡住或其他傷害。
- 使用腳踏車時，請務必確認使用者已佩戴安全帽。
- 請勿更改或修改設備上的任何部件。
- 請定期檢查產品和配件，檢查是否有鬆動或缺失的螺絲、金屬疲勞、裂縫、斷裂的焊接、缺少配件、整體不穩定性或其他過度磨損的跡象。
- 使用可調傾斜前叉時，務必確認反傾斜裝置處於「下」位置。