

復健專用腳踏車 保存/保養方式

1. 請將胎壓保持在建議的壓力範圍內，並在輪胎側面查看。
2. 請隨時保持軸承適當潤滑，以確保順暢的轉動和持久的運作。
3. 請確認所有螺栓和螺絲都已緊固。
4. 請隨時保持鏈條潤滑。
5. 請保持自行車清潔並防止灰塵和污垢積聚。
6. 請避免將自行車暴露於劇烈天氣下。
7. 請確認至少有 4 吋的座管插入車架座管內。請勿將座管升高至超過最大高度標示。
8. 定期調整剎車，以確保適當正確的停車效果。