

## 復健三輪車 注意事項

- 在濕滑路面上行駛時，請保持適當速度，因為這可能會影響剎車距離。
- 在自然光線不足的情況下，請穿戴反光衣物。
- 在道路上使用時，務必打開後燈。

每次使用前，請務必確認：

1. 所有可調部件已確實固定：包括車架的鉸鏈、車把和座墊。
2. 如果使用軀幹/盆骨支撐，請確認已正確定位。
3. 確認剎車是否正常，並檢查輪子的磨損情況。



此產品必須在有合格人員或家庭成員的監督下使用。



請參考產品的適用身高和體重範圍。隨著使用者成長，應更換為更大尺寸的產品。



復健三輪車適用於具有良好頭部控制、輕微軀幹控制和深度感知的使用者。



在調整座椅和車把管的高度時，請勿超過 STOP 標誌。



建議配戴安全帽。

環境條件：

請勿將復健三輪車長時間停放在陽光直射處或熱源附近；暴露的表面可能會達到較高的表面溫度，並可能在與使用者直接接觸的部位引起輕微的曬傷。